

Monobond-S

Однокомпонентний праймер
для створення зв'язку
між склокерамікою й композитом

Інструкція з використання



UA.TR.101

Уповноважений Представник в Україні:
Представництво "Івоклар Вівадент Маркетинг Лімітед"
Адреса: вул. Дніпровська Набережна, буд. 23/А, офіс 8
02098, м. Київ, Дарницький район, Україна
E-Mail: info@ivoclarvivadent.com
Тел. + 38 (0) 44 219-40-30

Тільки для використання в стоматології.

Увага: Федеральний закон США дозволяє продавати цей пристрій
тільки для ліцензованих стоматологів.

Виготовлено в Ліхтенштейні.

"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн

CE 0123

562132/1209/6spr/G

ivoclar
vivadent:
clinical

Опис

Monobond-S - це однокомпонентний бондинг, який створює адгезивний зв'язок між фіксуючим композитом (особливо у випадку використання Variolink N і Multilink N) і непрямыми реставраціями зі склокераміки й кераміки на основі дисиліката літію, а також скловолоконними композитами.

Склад

Спиртовий розчин метакрилата силана.

Показання

Monobond-S є сполучним агентом і застосовується у випадках, коли потрібно створити тривалий хімічний зв'язок між фіксуючим композитом і реставраціями зі склокераміки й кераміки на основі дисиліката літію, композитами, а також скловолоконними композитами.

Протипоказання

- застосування поза областю показань.
- при відомій алергії на компоненти Monobond-S

Побічна дія

Системна побічна дія дотепер не виявлена.

У рідких випадках компоненти Monobond-S можуть привести до появи чутливості. У таких випадках від подальшого застосування слід відмовитися.

Взаємодія з іншими препаратами

Під час усього процесу обов'язково уникати забруднення слиною, кров'ю або водою.

Застосування

1 Адгезивна фіксація протетичних конструкцій:

1.1 Підготовка реставрацій

1.1.1 Реставрації зі склокераміки (наприклад, IPS Empress®)

- Протравлення 5%-ною плавиковою кислотою (наприклад, IPS® Ceramic Atzgel) протягом 60 сек. або відповідно до даних виробника реставраційного матеріалу.

- Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без домішок мастила.

1.1.2 Реставрації зі склокераміки на основі дисиліката літію (наприклад, IPS e.max[®] Press, IPS e.max CAD)

- Протравлення 5%-ною плавиковою кислотою (наприклад, IPS[®] Ceramic Atzgel) протягом 20 сек. або відповідно до даних виробника реставраційного матеріалу.
- Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без домішок мастила.

1.1.3 Реставрації з композитів або скловолоконних композитів

- Піскоструминна обробка поверхні реставрації (параметри піскоструминної обробки відповідно до даних виробника реставраційного матеріалу)
- При необхідності очищення в ультразвуковій ванні, приблизно 1 хв.
- Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без домішок мастила.

- 1.2** Нанести Monobond-S за допомогою пензлика або мікробраша на підготовлену поверхню, залишити діяти на 60 сек., потім роздути сильним струменем повітря.

Важливо! Обов'язково уникайте забруднення реставрації слиною, кров'ю або водою протягом усього процесу. У випадку забруднення поверхню склокераміки, дисилікатної склокераміки й композитної реставрації можна почистити фосфорною кислотою. Після цього можна знову нанести Monobond-S.

- 1.3** Нанести фіксуючий матеріал (наприклад, Variolink N, Multilink N) відповідно до інструкції виробника й зафіксувати реставрацію.

Особливі вказівки

- Якщо праймер на поверхні реставрації засох перед обдуванням сильним струменем повітря, поверхню необхідно промити чистим спиртом і обдути повітрям.
- Monobond-S не можна витягати пензликом прямо із пляшечки, тому що такий спосіб може викликати забруднення всього матеріалу.
- Пляшечку з Monobond-S слід ретельно закривати відразу ж після використання.

Запобіжні заходи

- Горючий.
- Продукт містить етанол. Зберігати вдалині від джерел відкритого полум'я.
- Monobond-S має подразнювальну дію. Уникати контакту зі шкірою й слизовою оболонкою.
- При потраплянні на шкіру відразу ж промити великою кількістю води.
- У рідких випадках контакт зі шкірою може привести до чутливості на компоненти матеріалу.
- Звичайні медичні рукавички не є діючим захистом проти сенсibiliзуючої ефекту метакрилатів.

Умови зберігання

- Monobond-S не використовувати після закінчення строку придатності.
- Температура зберігання 2-28°C.
- Строк зберігання: див. строк придатності на етикетці.

Зберігати в недосяжному для дітей місці!

Для використання тільки в стоматології!

Дата складання інструкції: 12/2009, Перегляд 0

Виробник

"Івоклар Вівадент АГ",
FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн

Цей матеріал розроблений винятково для застосування в стоматології й повинен використовуватися точно відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності у випадку використання матеріалу не по інструкції або в непередбаченій області застосування. Споживач несе власну відповідальність за тестування матеріалу на придатність його застосування для будь-яких цілей, не вказаних явно в інструкції. Описи й наведені дані не є гарантією властивостей.

Дані про безпеку продукту надані в Інтернеті за адресою

www.ivoclarvivadent.com