

# Astrobrush®

Полірувальні щітки для оклюзійних та увігнутих поверхонь реставрацій



Уповноважений Представник в Україні:  
Представництво "Івоклар Вівадент Маркетинг Лімітед"  
Адреса: вул. Дніпровська Набережна, буд. 23/А, офіс 8  
02098, м. Київ, Дарницький район, Україна  
E-Mail: [info@ivoclarvivadent.com](mailto:info@ivoclarvivadent.com)  
Тел. + 38 (0) 44 219-40-30

CE 0123

560592/0803/2/WE3/G



## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### Опис:

Astrobrush – полірувальні щітки для оклюзійних та увігнутих поверхонь реставрацій і, зокрема, тріщин. Поліруючий ефект досягається полірувальним середовищем (карбід кремнію), яке було включено в щетину. Тому полірувальна паста не потрібна.

### Форми:

Astrobrush доступний у трьох наступних формах:

- Середня чашка
- Мала чашка
- Кінчик



### Склад:

Щетина виконана з поліаміду з карбідом кремнію в якості абразивного матеріалу. Корпус виготовлено з позолоченої латуні.

### Показання:

- Полірування реставрацій, виготовлених з композитів, компоірів, кераміки та скляних іономірних цементів
- Зняття екзогенного забарвлення в курсі профілактичного лікування

### Протипоказання:

Якщо пацієнти відчувають алергію на будь-який з компонентів Astrobrush, продукт не слід використовувати.

**Побічні ефекти:**

Невідомі на сьогоднішній день.

**Застосування:****Середня чашка:**

Для полірування реставрацій, виготовлених з композитів, компомірів, армованих смолою скляних іономерних цементів, та кераміки. Цей полірувальник особливо підходить для великих розмірів реставраційних поверхонь в області задньої зубної дуги. Він також являє собою основний інструмент для видалення екзогенного знебарвлення в процесі профілактичного лікування.

**Мала чашка:**

Для полірування передніх та пришийкових реставрацій та оклюзійної поверхні бокових реставрацій з пофарбованими зубами. Видалення знебарвлення біля ясен в ході профілактичного лікування.

**Кінчик:**

Для полірування глибоких, оклюзійних тріщин в бокових реставраціях з пофарбованими зубами. Видалення екзогенного знебарвлення в проксимальних ділянках під час профілактичного лікування.

**Примітки:**

- Рекомендована швидкість: 5000 об / хв.
- Використовуйте лише невеликий тиск
- Не використовувати зрошення водою
- Уникайте нагрівання
- Astrobrush здатний витримати обробку в автоклаві при температурі до 140 ° C (284 ° F)
- Полірувальна паста не потрібна

**Увага:**

Не вдихайте шліфувальний пил.

**Зберігати в місцях, недоступних для дітей.****Тільки для стоматологічного вживання.**

Дата підготовки інформації:

08/2003

Ivoclar Vivadent AG

9494 Шаан / Ліхтенштейн

Цей продукт розроблений виключно для використання в стоматології і повинен використовуватися суворо відповідно до Інструкції з використання. Відповідальність не може бути прийнята на відшкодування збитків, що виникли внаслідок недотримання Інструкції або обумовленої області застосування. Користувач несе відповідальність за тестування продукту на його придатність та використання для будь-яких цілей, які прямо не зазначені в Інструкціях. Опис та дані не є гарантією властивостей і не є обов'язковими.

Цим засвідчується, що вищенаведений переклад відповідає текстові оригіналу англійською мовою.

Начальник відділу іноземних перекладів Дніпропетровської торгово-промислової палати

С.Г.Безкоровайний

Україна, 49044, Дніпро, вул.Шевченка, 4  
Дніпропетровська торгово-промислова палата,  
Відділ перекладів  
тел: 056 374 94 26